

מינימום  
משקל  
מקסימום  
איכות

משקפי הגדלה ותאורת לד



admetec  
We've got your back

# Admetec Loupes

## כשדיוק פוגש ארגונומיה

- קל משקל במיוחד - החל מ-42 גרם
- נוח, גמיש אך עמיד - נוצר מחומרים יוקרתיים ואיכותיים
- עבודת יד מותאמת אישית עבורך - לפי המידות הבין אישונים, מרחק העבודה וההעדפות שלך
- הגדלה מדויקת בהתאם למומחיות שלך - מגוון ההגדלות הרחב ביותר בתחום

### Galilean Loupes

הגדלות: 3.2x | 2.7x | 2.5x

לופות גלילאיות הן קומפקטיות וקלות משקל, המציעות שדה ראייה רחב ועומק שדה מצוין. הן מצוינות לרופאים לראות את התמונה הכוללת ולא בהכרח זקוקים להגדלה גבוהה.



### Prism Loupes

הגדלות: 5.5x | 4.8x | 4.0x

משקפי הגדלה פריזמטיים, הידועים גם בשם לופות קפלריאניות, מספקות הגדלה גבוהה יותר מלופות גלילאיות תוך שמירה על תמונה מדויקת, צלולה ונכונה.



### Ergo Loupes

הגדלות: 10x | 7.5x | 6.0x | 5.0x | 4.0x | 3.0x

משקפי ההגדלה ארגו הם פתרון ארגונומי אמיתי. טכנולוגיה משוכללת מאפשרת עבודה בתנוחה בריאה השומרת על הגב והצוואר וכתוצאה, ניתן לעבוד לאורך זמן, בריכוז גבוה ונוחות מקסימלית.



# See More. Do More.

## תאורות לד מתקדמות

תאורה מתקדמת ומותאמת נכון לסביבת עבודתו של הרופא, תשפיע באופן ישיר על נוחות העבודה ועל נוחות המטופלים עצמם. חברת אדמטק פיתחה תאורות לד מתקדמות, אשר מתחברות למשקפי ההגדלה שלנו ויוצרת כלי עבודה מושלם.

- עוצמת אור מדויקת
- פילטר צהוב מובנה
- התאמת עוצמת אור
- בטריות ליתיום ION

### Butterfly-S<sup>EVO</sup>

דגם: אלחוטי  
עוצמת אור: 55,000 לוקס  
משקל: 29 גרם  
זמן פעולה: שעתיים  
זמן טעינה: שעה וחצי  
סוללות: 3 יח'



### Butterfly<sup>EVO</sup>

דגם: אלחוטי  
עוצמת אור: 35,000 לוקס  
משקל: 24 גרם  
זמן פעולה: שעתיים  
זמן טעינה: שעה ורבע  
סוללות: 3 יח'



### Orchid-F

דגם: חוטי  
עוצמת אור: 80,000 לוקס  
משקל: 9 גרם  
זמן פעולה: 6 שעות  
זמן טעינה: שעתיים וחצי  
פילטר: פילטר מובנה  
סוללות: 2 יח'



### Orchid

דגם: חוטי  
עוצמת אור: 80,000 לוקס  
משקל: 9 גרם  
זמן פעולה: 6 שעות  
זמן טעינה: שעתיים וחצי  
פילטר: ללא פילטר מובנה  
סוללות: 2 יח'



### Orchid-E

דגם: חוטי  
עוצמת אור: 150,000 לוקס  
משקל: 11 גרם  
זמן פעולה: 6 שעות  
זמן טעינה: שעתיים וחצי  
פילטר: פילטר מובנה  
סוללות: 2 יח'



### Orchid-S

דגם: חוטי  
עוצמת אור: 220,000 לוקס  
משקל: 11 גרם  
זמן פעולה: 4 שעות  
זמן טעינה: שעתיים וחצי  
פילטר: ללא פילטר  
סוללות: 2 יח'



# admetec

## פלמינגו - מצלמה משולבת תאורה

מעכשיו קל לתעד את העבודה שלך



הכירו את פלמינגו, שילוב פורץ דרך של מצלמת Full HD ותאורה קדמית שתוכננו במיוחד עבור משקפי הגדלה. בניגוד ליצרנים אחרים המתמחים ברכיבים בודדים, אנו מייצרים את כל שלוש הקטגוריות החיוניות - לופות, תאורת ראש ומצלמות, מה שמבטיח אינטגרציה חלקה.

### ● הכי קל לתעד

תיעוד בלייב במהלך פרוצדורות, שיתוף תצוגה ויזואלי ברור ומיידי.

### ● כלי הוראה

משמש כעזר הוראה דינמי, המאפשר הדגמות בזמן אמת לעמיתים ולתלמידים ומשפר את חוויות הלמידה.

### ● ביטחון המטופל

בונה את אמון המטופלים וממצבת את הפרקטיקה שלך כסמכות טכנולוגית מתקדמת בטיפולי שיניים.



איכות וידאו  
Full HD



עוצמת אור  
60 אלף לוקס



זמן פעולה  
8 שעות



קל משקל  
19 גרם



# Your Look. Your Style.

## המסגרות של אדמטק

בחירת המסגרת המתאימה למשקפי ההגדלה חשובה באותה מידה כמו בחירת ההגדלה הנכונה. באדמטק אנחנו שואפים לספק לך את מסגרות נוחות, קלות ואופנתיות שישפרו לך את הביצועים.





**סרוק אותי!**



**אדמטק היא החברה היחידה בארץ המתמחה בייצור משקפי הגדלה TTL ותאורות ראש מתקדמות לרופאי שיניים ומנתחים. משקפי ההגדלה מיוצרים בעבודת יד ובהתאמה אישית עפ"י פרמטרים אישיים כולל מרחק בין אישונים, מרחק עבודה, מרשם אופטי, והסגנון הייחודי של הרופא.**